


L'irradiatore ExCell[®] non ha paragoni

Per il massimo della precisione,
della ripetibilità e della velocità



Il leader internazionale nelle soluzioni
di sterilizzazione globali

I vantaggi dell'irradiatore ExCell®



Progettato e realizzato da Sterigenics®. Siamo il tuo "porto sicuro" per aiutarti a innovare con sicurezza.

- Trasporto, gestione dei materiali e sistemi di controllo dei processi all'avanguardia e automatici.
 - Lavorazione entro il $\pm 10\%$ delle dosi selezionate per prodotti in sistemi di confezionamento con dimensioni fino a 24" x 20" x 18" con una densità del prodotto fino a circa 0,20 g/cc
- Nota:** i prodotti con densità maggiore possono essere irradiati con uniformità simile, in volumi inferiori.

ExCell® è la prima scelta tra gli irradiatori per una serie di scopi, tra cui:

Dispositivi medicali

- Irradiazioni delle dosi di verifica a supporto della definizione e del controllo della dose di sterilizzazione (rispettivamente 8.2.3.c e 12.1.1.b di ISO 11137-1).

Prodotti farmaceutici

- Irradiazioni per l'uso in diverse fasi del ciclo di sviluppo del prodotto, tra cui campioni di ricerca e sviluppo, lotti per gli studi clinici e test di routine e di stabilità, secondo garanzia.

Offerte di servizi speciali

Tempi rapidi di lavorazione dei prodotti

- Quando il rispetto delle tempistiche è fondamentale, i servizi GammaSTAT™ sono offerti a due livelli con servizio in 23 o 48 ore.

Un team di professionisti dedicato

- Ampia esperienza senza paragoni per supportare i nostri clienti nell'intero ciclo di vita di sviluppo del prodotto.

Soluzioni di sterilizzazione globali

Siamo oltre 1600 ingegneri, scienziati, specialisti della sicurezza e fornitori di soluzioni impegnati per eliminare le minacce alla salute dell'umanità. Siamo di portata internazionale e abbiamo più di 90 anni di esperienza in sterilizzazione Gamma, con ossido di etilene, a flusso di elettroni e a raggi X. I nostri operatori coprono 47 impianti in 13 paesi per assicurarci di essere un "porto sicuro" per i nostri clienti.

Salvaguardare la salute globale (Safeguarding Global Health™) con ogni prodotto che sterilizziamo.

Il servizio ExCell® è disponibile presso le strutture Sterigenics di Charlotte, North Carolina e Corona, California. Contattaci per dare il via al tuo progetto.



Sede centrale:
Oak Brook, IL, USA

Per maggiori informazioni:
+1 800.472.4508 | sterigenics.com

Corona, CA 951-340-0700 int 208
Charlotte, NC 704-587-8902